



Im Falle von externen, außerordentlichen Kostensteigerungen, besteht für Steinpol Central Services ein außerordentliches Kündigungsrecht dieser Preisvereinbarung.

WEEE-Reg.-Nr. DE 49167192



Made in EU.
QUALITÄT / UMWELTSCHUTZ / ARBEITSBEDINGUNGEN
nach den Standards der Europäischen Union.



MODELLBESCHREIBUNG:

GESTELL: Stahlrohrrahmen
UNTERFEDERUNG SITZ: Stahlwellen - Federn
SITZKOMFORT: **standardmäßig: PUR-Schaum** alternativ: Federkern
Bitte immer angeben, ansonsten wird PUR-Schaum geliefert.
 Bei Sitzkomfort Federkern erhöht sich die Sitzhöhe um zusätzlich ca. 1 cm.

POLSTERUNG RÜCKEN UND ARMTEIL: Polyätherschaum

METALL-ARMTEIL: gegen Aufpreis lieferbar in den Farben: chrom hochglanz, gebürstet, schwarz matt.
(Armteil 3 - Modellvariante 7/8/9)
 Standardmäßig wird Armteil chrom hochglanz geliefert,
 alternativ Armteil gebürstet oder schwarz matt.
Bitte immer angeben, ansonsten wird Armteil chrom geliefert.

AUFSTEHILFE: Max. Belastbarkeit 160 kg

KONTRASTNAHT: nur auf Kundenwunsch!
 Kontrastnähte nur Farbe beige oder braun bei allen Stoffen und Leder möglich.
 Bitte immer angeben, ansonsten wird Ton in Ton geliefert!

FUßVARIANTEN: Siehe Seite 3.


ERGONOMIEMATRIX:

Für jede Körpergröße der passende Sessel.
 Neun Ergonomiegrößen preisgleich lieferbar.

3 Sitzhöhen: 48 / 50 / 52 cm
 3 Sitztiefen: 51 / 54 / 56 cm

Sitztiefe	51 cm	54 cm	56 cm
48 cm	S1	S2	S3
50 cm	M1	M2	M3
52 cm	L1	L2	L3

MAXI-RÜCKEN: Verlängerung der Rückenhöhe um ca. 5 cm.
 Bei jeder Ergonomie optional möglich.
 Bei Bestellung bitte immer angeben, ansonsten wird der Standardrücken geliefert.



WELLENBILDUNG: Wellenbildung gehört zur legeren Verarbeitung.

MAßE: Die genannten Maße sind ca. und in cm. Verarbeitungsbedingte Abweichungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

PIKTOGRAMME: Die Piktogramme im Preisblatt sind schematisch und können von der Wirklichkeit abweichen. Setzen Sie sich bitte bei Unklarheiten mit Ihrem Innen- oder Außendienst in Verbindung.

FÜßVARIANTEN:

DT 1 Drehteller Metall Edelstahl



DT 2 Drehteller Holz



Lieferbare Beiztonfarben:



Buche erle



Nussbaum hell



Wenge

Lieferbare Beiztonfarben gegen Aufpreis:



Kernbuche



Eiche geölt



Eiche bianco

DT 6 Stern



Lieferbare Farben:

- chrom hochglanz
- Edelstahl gebürstet
- schwarz matt lackiert

ARMTEIL- UND RÜCKENOPTIK

Standardrücken:	Höhe: 111 - 115	Höhe: 114 - 118	Höhe: 114 - 118
Maxi-Rücken	Höhe: 116 - 120	Höhe: 119 - 123	Höhe: 119 - 123
Standardrücken:	Liegelänge: 170 - 175	Liegelänge: 173 - 178	Liegelänge: 173 - 178
Maxi-Rücken	Liegelänge: 175 - 180	Liegelänge: 178 - 183	Liegelänge: 178 - 183

Rücken 1

Rücken 2

Rücken 3

			
Armteil 1 	1	2	3
Armteil 2 	4	5	6
Armteil 3 Metall: - Chrom hochglanz - gebürstet - schwarz matt 	7	8	9

FUNKTIONSBESCHREIBUNG:

GRUNDVERSION:

Funktion manuell mit Gasdruck: Manuelle Verstellung der Fußstütze mit Xtra langem Fußteil. Verstellung der Rückenlehne durch innenliegenden Bedienhebel. Durch leichten Körperdruck stufenlos verstellbar bis zur Liegeposition. Manuelle Kopfteilverstellung individuell verstellbar durch einen Rastbeschlag mit Rückholfeder.

Komfortfunktionen und Zusatzausstattungen gegen Aufpreis:

Kopfteilverstellung motorisch: Stufenlose Verstellung des Kopfteiles durch einen E-Motor. Die motorische Kopfteilverstellung ist nur in Verbindung mit den motorischen Funktionen bestellbar.

Funktion 3-motorisch Herz-Waage: Getrennte oder synchrone Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne zur Liegeposition durch 2 E-Motoren. Separat verstellbare Sitzneigung durch 1 E-Motor. Die Herz-Waage Position wird durch Ausfahren aller 3 E-Motoren erreicht. Bei der Herz-Waage Funktion ist automatisch immer das mitlaufende Armteil integriert. Auch mit Akku lieferbar. Aufgrund der technischen Gegebenheiten erhöht sich bei der Herz-Waage Funktion die Sitzhöhe, Sitztiefe und Sitzneigung um ca. 1 cm.

Als Herz-Waage Position bezeichnet man die Liegeposition, in der die Fußspitzen höher gelagert sind als das Herz. Herz und Kreislauf werden so entlastet. Die Durchblutung verbessert sich und der Körper kann entspannen. Müde, schwerere Beine können sich regenerieren, da das Venensystem entlastet wird.

Funktion 3-motorisch Herz-Waage und Aufstehhilfe: Getrennte Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne bis zur Liegeposition durch 2 E-Motoren. Separat verstellbare Sitzneigung durch 1 E-Motor. Die Herz-Waage Position wird durch Ausfahren aller 3 E-Motoren erreicht. Bei der Herz-Waage Funktion ist automatisch immer das mitlaufende Armteil integriert. Zusätzlich ausgestattet mit Aufstehhilfe. Auch mit Akku lieferbar. Aufgrund der technischen Gegebenheiten erhöht sich bei der Herz-Waage Funktion die Sitzhöhe, Sitztiefe und Sitzneigung um ca. 1 cm.

Akku aussenliegend aufsteckbar: Vor Gebrauch ist der Akku einmal vollständig aufzuladen. Der Akku wird im Rücken waagrecht aufgesteckt und dann einmal um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht. Somit ist der Akku aktiviert und funktionsfähig. So ist eine kabellose Bedienung gewährleistet. Im Gebrauch ist zu beachten, dass sobald der Akku summt, er sofort aufgeladen werden muss. Das Aufladen muss mit dem mitgelieferten Ladegerät erfolgen.



Wechselakku: Zusätzlich besteht die Möglichkeit einen Wechselakku zu bestellen. Dieser ist bestellbar als Typ 0671 (siehe letzte Seite der Modelltypen in der Preisliste)

Verstellbare Armteilauflage: Durch leichtes nach hinten Schieben kann die Armteilauflage um 9 cm verstellbar werden. Dies garantiert auch in der Liegeposition einen tollen Komfort. (nur bei AT 3 lieferbar)

Massage-Funktion:
(Nur bei Rücken 3 lieferbar)

Die Massage ist ein über Luftdruckkammern gesteuertes Massage-System und besteht aus fünf Luftkammern, die unter dem Bezug auf der Rückenlehne angebracht sind.

Die Massage-Funktion wird durch das Bedienfeld (aussen am Armteil vorstehend rechts) gesteuert. Durch zweifachen Druck auf die runde Taste wird die Massage gestartet. Während des Betriebs leuchtet die LED konstant blau.

Bei der Luftdruckmassage wird der Rücken mit sanften Luftdruckwellen massiert. Dynamische Luftpolster erzeugen diese Wellen, indem sie in Intervallen an- und abschwellen und dadurch einen sanften Druck auf den Körper ausüben. Diese spezielle Massage dient der Durchblutungsförderung und kann verhärtetes Gewebe wieder lockern. Im Bereich der Lordose kann zusätzlich die Intensität über die Tasten +/- individuell angepasst werden.

Nach 10 Minuten schaltet sich die Massage selbständig ab und die befüllten Kammern werden entlüftet. Der Entlüftungsvorgang dauert ca. 40 Sekunden währenddessen die LED schnell blinkt. In der Folge ist das System gegen Wiedereinschalten für ca. 5 Minuten lang blockiert, die LED blinkt langsam und schaltet nach Ablauf aus. Anschliessend kann das Programm neu aktiviert werden.

Das Massage-Programm kann jederzeit durch einfaches Drücken der runden LED-Taste manuell abgebrochen werden. Allerdings ist auch dann das System gegen Wiedereinschalten für ca. 5 Minuten gesperrt.

Nicht in Kombination mit Aufstehhilfe lieferbar.

Motorische Bedienung:

Handschalter




Bedienfeld Massage-Funktion:






FUNKTIONSBESCHREIBUNG/-DARSTELLUNG:

Funktion: mitlaufendes Armteil in Kombination mit motorischen Funktionen

Beim Herausfahren der Fußstütze senken sich gleichzeitig die Armteile in eine bequeme Komfortposition ab.




	1	2	3	
				
Typen:	Drehessel manuell mit Gasdruck	Drehessel mit Funktion 3-motorisch Herz-Waage	Drehessel mit Funktion 3-motorisch Herz-Waage und Aufstellhilfe	
Typ-Nr.:	1222	1222_3M.HW	1222_3M.HW.ASH	
Armteil 1 B/T in cm		77 / 85		
Armteil 2 B/T in cm		80 / 85		
Armteil 3 B/T in cm		68 / 85		
Sitztiefe in cm		51 / 54 / 56		
Sitzhöhe in cm (Bei Sitzkomfort Federkern erhöht sich die Sitzhöhe um ca. 1 cm)		48 / 50 / 52		
Sitzbreite in cm		51		
Stoffgruppe B (PG 01)				
Stoffgruppe B1 (PG 02)				
Stoffgruppe B2 (PG 03)				
Stoffgruppe C (PG 04)				
Stoffgruppe D (PG 05)				
Stoffgruppe E (PG 06)				
Stoffgruppe F (PG 07)				
Stoffgruppe I (PG 12)				
Leder Punch				
Leder LL Duca				
Leder Rancho				
Leder 93, LL Nubia, LL Dolcia, LL Evita				
Leder LL Eleganzia, Leder Reno				

Komfortfunktionen und Zusatzausstattungen gegen Aufpreis:

Kopfteilverstellung motorisch, Typ 0236 (FUNK0254)	_____			
Massage-Funktion (nur bei Rücken 3 lieferbar), Typ 0072 (FUK0009, FUNK0387)	_____		_____	
Akku aussenliegend aufsteckbar, Typ 0370 (FUNK0386, FUNK0387)	_____			
Metallarmteil mit Polsterauflage (nur bei Armteil 3 lieferbar), Typ 0336 (ARMLOPT0024)				
Verstellbare Armteilauflage (nur bei Armteil 3 lieferbar), Typ 0217 (FUNK0239)				
DT 2 Drehteller Kernbuche/Eiche geölt/Eiche bianco, Typ 0204 (FAR0059 / FAR0060 / FAR 0070)				

Kopfteilverstellung motorisch nur in Verbindung mit den motorischen Funktionen bestellbar.

	4
	
	Wechselakku
Typ:	0671
Typ-Nr.:	9 / 14 / 4
B/H/T in cm	
Zubehörteil	